


Cartão do procedimento

Este teste destina-se a ser lido por um método, com o leitor DIGIVAL™ OU visualmente. Consulte o folheto informativo do BinaxNOW™ Legionella para obter as instruções completas. Complete a Parte 1 antes de executar o teste se estiver a utilizar o leitor DIGIVAL. Se não estiver a utilizar o leitor DIGIVAL prossiga diretamente para a Parte 2.

Parte 1 - Configuração do leitor DIGIVAL™ (se aplicável)

Para obter as instruções completas de definição durante a utilização do leitor DIGIVAL consulte o Manual do Utilizador.



1 LIGAR O DIGIVAL™

Prima o botão de alimentação  na parte da frente do instrumento.




2 INTRODUIZIR A ID DO OPERADOR E PALAVRA-PASSE

Prima "OK" no final.




3 TOCAR EM LER TESTE

Esta ação dará início ao processo de leitura.




4 INTRODUIZIR ID DO DISPOSITIVO DE TESTE

Leia a ID do dispositivo de teste colocando o código de barras da bolsa de folha de alumínio sob o dispositivo de teste sob o leitor ou introduza-a manualmente.




5 INTRODUIZIR A ID DO PACIENTE

Leia a ID do paciente, colocando o código de barras sob o leitor ou introduza-a manualmente.



6 CONFIRMAR OS DADOS INTRODUZIDOS


Verifique se os dados no ecrã estão corretos e toque em "OK".



Nota: A predefinição é ID do paciente apenas, consulte as outras opções no Manual do Utilizador do leitor DIGIVAL.


Parte 2 - Procedimento do teste

- 1 Retire o cartão da bolsa imediatamente antes de efetuar o teste e estenda-o na bancada de trabalho.




- 2 Mergulhe uma zaragatoa Abbott na amostra de urina.

Insira a zaragatoa dentro do orifício **INFERIOR** (poço da zaragatoa). Empurre firmemente para cima de modo a que a ponta da zaragatoa fique totalmente visível no orifício superior. **NÃO REMOVA A ZARAGATOA.**




- 3 Mantenha o frasco de Reagente A na vertical, cerca de 1,3 cm - 2,5 cm (1/2 a 1 polegada) acima do cartão. Adicione lentamente três (3) gotas de Reagente A, deixadas cair livremente, no orifício **INFERIOR**.




- 4 Retire imediatamente o adesivo de proteção do cartão de teste. Feche e sele em segurança o cartão.



- 5 Leia o resultado 15 minutos depois de fechar o cartão.



Nota: Para maior conveniência, a zaragatoa foi cortada superficialmente e deve ser partida **depois** de se fechar o cartão, para caber no tabuleiro de inserção do leitor DIGIVAL. Evite desalojar a zaragatoa do poço ao partir.



Avance para a Parte 3 se estiver a utilizar o leitor DIGIVAL™. Se estiver a efetuar a leitura visual do teste, avance para a Parte 4.


Cartão do procedimento

Parte 3 - Interpretação dos resultados – Utilizar o DIGIVAL™

O leitor DIGIVAL pode ser definido para dois modos diferentes (Walk Away [Autónomo] e Read Now [Ler agora]). Para obter as instruções completas de utilização do leitor DIGIVAL consulte o Manual do Utilizador.

1a READ NOW:


Após o tempo de leitura de 15 minutos, abra a gaveta, insira o dispositivo de teste com o código de barras e a janela de resultados virados para cima e feche a gaveta. **NÃO ABRA A GAVETA** até que os Resultados do teste apareçam no ecrã.



OU



1b MODO WALK AWAY:

Assim que o dispositivo do teste estiver bem fechado, feche imediatamente a gaveta do leitor DIGIVAL, insira o dispositivo do teste e feche a gaveta. O leitor DIGIVAL temporiza automaticamente a revelação do teste e lê o resultado no tempo de leitura.




2 LER OS RESULTADOS DO TESTE

Quando o teste estiver concluído, toque em "Imprimir" para imprimir os resultados do teste.



3 ELIMINAR O DISPOSITIVO DE TESTE

Abra a gaveta, remova o dispositivo de teste e feche a gaveta. Será automaticamente apresentado o ecrã Início.



NÃO VOLTE A INSERIR O DISPOSITIVO DE TESTE DEPOIS DE TER SIDO OBTIDO UM RESULTADO.

Parte 4 – Apenas interpretação de resultados visual (Consulte a Parte 3 para obter a interpretação de resultados do leitor DIGIVAL™)

Uma **amostra negativa** apresentará uma única linha de cor rosa a violeta na Linha de controlo na metade superior da janela, indicando um resultado negativo presuntivo. Esta Linha de controlo significa que a parte de deteção do teste foi feita corretamente, mas não foi detetado antígeno de *L. pneumophila* serogrupo 1.

Uma **amostra positiva** apresentará duas linhas de cor rosa a violeta. Isto significa que o antígeno foi detetado. As amostras com baixos níveis de antígeno podem apresentar uma linha de paciente esbatida. Qualquer linha visível é um resultado positivo.

Caso não sejam observadas quaisquer linhas ou se apenas for observada a Linha de amostra, o ensaio é **inválido**. Os testes inválidos devem ser repetidos. Se o problema persistir, contacte o distribuidor local da Abbott.



Linha de controlo cor-de-rosa



Linha de controlo cor-de-rosa
Linha de amostra cor-de-rosa



Ausência de linha de controlo



Apenas linha de amostra

<div>Abbott</div> <div>BinaxNOW <i>Legionella</i></div> <div>Urinary Antigen Card</div> <div>with DIGIVAL</div> <div>Procedure Card</div> <div>Size:</div> <div>8 in x 11 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>CMYK</div>	<div>PN: IN852101pt</div> <div>Rev: 4</div>
	<div>Incoming Inspection Colors</div> <div>(For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>PMS 2995 U</div><div>Primary Blue</div></div> <div><div>PMS 2269 U</div><div>Light Green</div></div> <div><div>PMS 303 U</div><div>Dark Blue</div></div>	<div>Date of Last Revision:</div> <div>4.3 2019/03/05</div>