



Safety Data Sheet

Buprenorphine Urine Calibrators and Controls

SDS No. MS-336URC

Section 1. Chemical Product and Company Identification

Product Trade Name: Buprenorphine Urine Calibrator, Buprenorphine Urine Control Set

Product code: C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5

Synonyms: None

Manufactured/ Supplied: Immunalysis Corporation
829 Towne Center Drive
Pomona, CA 91767
1-909-482-0840

Product Information: (888) 664-8378 (In USA and Canada)

Section 2. Hazards Identification

Physical state Liquid

Emergency overview: H317 May cause an allergic skin reaction.

GHS Label Elements:

Hazard Pictograms



Signal Word Warning

Potential acute health effects

Eyes No known significant effects or critical hazards.

Skin May cause sensitization by skin contact.

Inhalation No known significant effects or critical hazards.

Ingestion H303 May be harmful if swallowed.

Potential chronic health effects

Carcinogenic effects No known significant effects or critical hazards.

Mutagenic effects No known significant effects or critical hazards.

Reproduction toxicity No known significant effects or critical hazards.

See toxicological information (section 11)

Section 3. Composition and Information on Ingredients

Name	CAS number	% by weight	Description
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0.005%	Mixture

Section 4. First Aid Measures

Eye contact	P305+P351+P338+P337+P313 If in eyes: Rinse cautiously with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.
Skin contact	P332+P350+P313 If skin irritation occurs: Gently wash with plenty of soap and water. Get medical attention if irritation occurs.
Inhalation	P304+P341+P309+P311 P311 If inhaled: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in position comfortable for breathing. If not breathing, give artificial respiration. If exposed or if you feel unwell, call POISON CENTER or doctor.
Ingestion	P301+P330+P331+P314 If swallowed: Rinse mouth and drink plenty of water. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Get medical attention if you feel unwell. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Section 5. Fire Fighting Measures

Flammability of the product	Non-flammable.
Fire-fighting media and instructions	Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
Special protective equipment for fire-fighters	As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.
Special remarks on fire hazards	None

Section 6. Accidental Release Measures

Personal precautions	Ensure adequate ventilation. Initiate company's spill response procedures immediately. Keep people out of area. Put on appropriate personal protective equipment (see section 8).
Environmental precautions	Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.
Methods for cleaning up	Absorb with dry earth, sand or other non-combustible material. Use a tool to scoop up solid or absorbed material and place into appropriate labeled waste container. Dispose of in accordance with local, state and federal regulations. Flush area with water thoroughly.

Section 7. Handling and Storage

Handling	P264+P281 Avoid prolonged or repeated contact with skin. Wash thoroughly after handling. Take necessary personal protective precautions before using this product.
Storage	P404 Keep container tightly closed. Store at 2-8°C.

Section 8. Exposure Controls, Personal Protection

Engineering measures	Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their respective occupational exposure limits.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal protection

Eyes	Safety glasses or goggles should be worn to prevent eye contact.
Skin	Laboratory coat or other protective clothing should be worn to protect against splashes and small spills.
Hands	Impervious gloves should be worn to prevent skin contact.
Respiratory	A respirator is not needed under normal and intended conditions of product use.

Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Section 9. Physical and Chemical Properties

Physical state	Liquid
Odor	Odorless
Color	Yellow
pH	7.0
Boiling/condensation point	The lowest known value is 99.9°C (211.8°F) (water)
Melting/freezing point	May start to solidify at -0.0°C (32°F) based on data for water.
Specific gravity	The only known value is 1 (Water = 1) (Water).

Section 10. Stability and Reactivity

Stability and reactivity	The product is stable under normal conditions.
Incompatibility	None

Section 11. Toxicological Information

Toxicity data

Ingredient Name	Test	Result	Route	Species
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LD50	2500 mg/kg	Oral	Rat

Chronic Effects None identified

Section 12. Ecological Information

Ecotoxicity data

Ingredient Name	Species	Period	Result
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Daphnia (EC50)	48 hour/hours	0.16 mg/L

Toxicity of the products of biodegradation The product itself and its products of degradation are not toxic.

Section 13. Disposal Considerations

Waste disposal The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Avoid dispersal of spilled material and runoff with soil, waterways, drains and sewers. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements.

Consult your local or regional authorities.

Section 14. Transport Information

DOT Classification Not regulated

IATA-DGR Class Not regulated

Section 15. Regulatory Information

US Federal

SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances

None of the chemicals in this product have a TPQ.

SARA Codes

None

Clean Air Act

This material does not contain any hazardous air pollutants. This material does not contain any Class 1 Ozone depleters. This material does not contain any Class 2 Ozone depleters.

Clean Water Act

None of the chemicals in this product are listed as Priority Pollutants under the CWA. None of the chemicals in this product are listed as Toxic Pollutants under the CWA.

OSHA

None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by OSHA.

STATE

CAS# 7732-18-5 is not present on state lists from CA, PA, MN, MA, FL or NJ.

California No Significant Risk Level

None of the chemicals in this product are listed.

European/International Regulations

European Labeling in Accordance with GHS



Hazard Pictograms:

Signal Word: Warning

Hazard Statements

H317 May cause sensitization by skin contact.

H315+H320 Irritating to eyes and skin.

Prevention and Precautionary Statements

P405 Store locked up, out of reach of children

P302+P350 If on skin: Gently wash with soap and water

P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protections and face protection.

P305+P351 If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.

Section 16. Other information

Date of issue 12/2015

Version C.0

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. Immunalysis shall not be liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product by untrained personnel. Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

Fiche de données de sécurité

Calibrateurs et contrôles de buprénorphine dans l'urine

SDS N° MS-336URC

Section 1. Identification du produit chimique et de la société

Nom commercial du Produit : Calibrateur de buprénorphine dans l'urine, Ensemble de contrôles de buprénorphine dans l'urine

Code du produit : C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5

Synonymes : Néant

Fabriqué / Fourni : Immunalysis Corporation
829 Towne Center Drive
Pomona, CA 91767 USA
1-909-482-0840

Information sur le produit : (888) 664-8378 (aux États-Unis et au Canada)

Section 2. Identification des risques

État physique Liquide

Aperçu des urgences : H317 Risque de provoquer une réaction cutanée allergique.

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger



Mention Avertissement

Effets potentiels aigus sur la santé

Yeux Aucun effet significatif ni risque critique connu.

Peau Peut provoquer une sensibilisation par contact cutané.

Inhalation Aucun effet significatif ni risque critique connu.

Ingestion H303 Risque d'être nocif en cas d'ingestion.

Effets potentiels chroniques sur la santé

Effets cancérogènes Aucun effet significatif ni risque critique connu.

Effets mutagéniques Aucun effet significatif ni risque critique connu.

Toxicité sur la reproduction Aucun effet significatif ni risque critique connu.

Voir informations toxicologiques (section 11)

Section 3. Composition et informations sur les ingrédients

Nom	Numéro CAS	% par poids	Description
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0.005%	MÉLANGE

Section 4. Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux	P305+P351+P338+P337+P313 En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, le cas échéant, et si cela peut se faire facilement. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, contacter un médecin.
Contact avec la peau	P332+P350+P313 En cas d'irritation cutanée : Laver la peau délicatement à l'eau et au savon. Contacter un médecin en cas d'irritation.
Inhalation	P304+P341+P309+P311 En cas d'inhalation : Si la respiration est difficile, faire sortir la victime à l'air frais et la garder au repos dans une position confortable pour respirer. Pratiquer la respiration artificielle. En cas d'exposition et de malaise, appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion	P301+P330+P331+P314 En cas d'ingestion : Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un personnel médical. Contacter un médecin en cas de malaise. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne qui a perdu connaissance.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Inflammabilité du produit	Ininflammable.
Mesures de lutte contre l'incendie et instructions	Utiliser un agent extincteur adéquat pour le feu environnant.
Équipement protecteur spécial pour les pompiers	Comme dans tout incendie, porter un respirateur autonome à pression d'air, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent) et un équipement de protection complet.
Remarques spéciales sur les risques d'incendie	Néant

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions personnelles	Assurer une ventilation adéquate. Initier les procédures de réponse aux dispersions accidentelles immédiatement. Tenir les personnes hors de la zone. Mettre un équipement de protection personnelle appropriée (voir la section 8).
Précautions environnementales	Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.
Méthodes de nettoyage	Absorber la matière au moyen de terre sèche, de sable ou d'un autre matériau non-combustible. Au moyen d'un outil, ramasser la matière solide ou absorbée et la placer dans un conteneur de déchets étiqueté adéquat. Évacuer conformément aux réglementations locales, de l'État et fédérales. Rincer la zone abondamment à l'eau.

Section 7. Manipulation et entreposage

Manipulation	P264+P281 Éviter tout contact fréquent ou prolongé avec la peau. Se laver à fond après toute manipulation. Prendre les mesures de protection personnelle nécessaires avant d'utiliser ce produit.
Entreposage	P404 Conserver le contenant bien fermé. Entreposer entre 2 et 8 °C.

Section 8. Contrôles d'exposition et protection personnelle

Mesures techniques	Prévoir une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie intégrés afin de maintenir les concentrations de vapeurs en suspension dans l'air inférieures à leurs limites respectives d'exposition professionnelle.
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protection personnelle

Yeux	Porter des lunettes de sécurité ou lunettes à coques pour éviter tout contact avec les yeux.
Peau	Porter une blouse de laboratoire ou tout autre vêtement de protection pour protéger contre les éclaboussures et les petits déversements
Mains	Porter des gants imperméables pour éviter tout contact cutané.
Respiration	Le port d'un respirateur n'est pas obligatoire dans des conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Consulter les autorités locales pour connaître les limites d'exposition acceptables.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide
Odeur	Inodore
Couleur	Jaune
pH	7,0
Point d'ébullition/de condensation	La valeur la plus basse connue est de 99,9 °C (211,8 °F) (eau)
Point de fusion/de congélation	Peut commencer à se solidifier à -0,0 °C (32 °F) en fonction des données pour l'eau.
Densité	La seule valeur connue est 1 (Eau = 1) (Eau).

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité et réactivité	Le produit est stable dans des conditions normales.
Incompatibilité	Néant

Section 11. Information sur la toxicologie

Données de toxicité

Nom de l'ingrédient	Test	Résultat	Voie	Espèce
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LD50	2 500 mg/kg	Orale	Rat

Effets chroniques	Aucun identifié
-------------------	-----------------

Section 12. Information sur l'écologie

Données d'écotoxicité

Nom de l'ingrédient	Espèce	Période	Résultat
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Daphnia (EC50)	48 heure/heures	0,16 mg/l

Toxicité des produits de biodégradation	Le produit à proprement dit et ses produits de dégradation ne sont pas toxiques.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Section 13. Considérations d'évacuation

Évacuation des déchets	La génération de déchets doit être évitée ou minimisée dans la mesure du possible. Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. L'évacuation de ce produit, des solutions et de tout sous-produit doit à tout moment être conforme aux exigences de protection environnementale ainsi qu'à la législation d'évacuation des déchets et des exigences de toutes les autorités locales régionales.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulter les autorités locales ou régionales.

Section 14. Information sur le transport

Classification DOT	Non réglementé
Classe IATA-DGR	Non réglementé

Section 15. Information sur la réglementation

Section SARA

302 fédérale américaine Substances extrêmement dangereuses

Aucun des produits chimiques dans ce produit n'a de TPQ.

Codes SARA

Néant

Clean Air Act [Loi sur la qualité de l'air]

Ce matériau ne contient aucun polluant atmosphérique dangereux. Ce matériau ne contient aucun destructeur d'ozone de classe 1. Ce matériau ne contient aucun destructeur d'ozone de classe 2.

Clean Water Act [Loi sur la qualité de l'eau/CWA]

Aucun des produits chimiques dans produit n'est listé comme polluants prioritaires sous la CWA. Aucun des produits chimiques de ce produit n'est listé comme polluants toxiques sous la CWA.

OSHA :

Aucun des produits chimiques de ce produit n'est considéré comme étant hautement dangereux par l'OSHA.

ÉTAT

CAS N° 7732-18-5 n'est pas présent sur les listes d'État de CA, PA, MN, MA, FL ou NJ.

Californie Sans niveau de risque significatif

Aucun des produits chimiques de ce produit n'est listé.

Règlementations européennes/internationales

Étiquetage européen conforme aux GHS



Pictogrammes de danger

Mention : Avertissement

Mentions de danger

H317 Risque de provoquer une réaction cutanée allergique.

H315+H320 Irritant pour les yeux et la peau

Prévention et Precautionary statments

P405 Garder sous clef, hors de portée des enfants

P302+P352 Si sur la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

P280 Porter des gants / vêtements de protection / protection des yeux et du visage.

P305+P351 Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Section 16. Autres informations

Date de publication 2015/12

Version C.0

Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Immunalysis ne peut être tenue responsable des dommages causés lors de la manipulation ou du contact avec le produit par un personnel non qualifié. La détermination finale quant à la pertinence de tout matériel demeure la responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériels peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Scheda di dati di sicurezza

Calibratori e controlli della buprenorfina nelle urine

SDS No. MS-336URC

Sezione 1. Identificazione del prodotto chimico e della società

Nome commerciale del prodotto: Calibratore della buprenorfina nelle urine, set di controllo della buprenorfina nelle urine

Codice del prodotto: C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5

Sinonimi: Nessuno

Produttore/fornitore: Immunalysis Corporation
829 Towne Center Drive
Pomona, CA 91767
1-909-482-0840

Informazioni sul prodotto: (888) 664-8378 (in USA e Canada)

Sezione 2. Individuazione dei pericoli

Stato fisico Liquido

Sommario delle emergenze: H317 Può causare reazioni cutanee allergiche.

Elementi etichetta GHS

Pittogrammi di pericolo



Parola di avvertenza

Avvertenza

Effetti acuti potenziali per la salute

Occhi Nessun effetto significativo noto o pericolo critico.

Pelle Può sensibilizzare la pelle al contatto.

Aspirazione Nessun effetto significativo noto o pericolo critico.

Ingestione H303 Può essere dannoso se inghiottito.

Effetti cronici potenziali per la salute

Effetti cancerogeni Nessun effetto significativo noto o pericolo critico.

Effetti mutagenici Nessun effetto significativo noto o pericolo critico.

Tossicità riproduttiva Nessun effetto significativo noto o pericolo critico.

Vedere le informazioni tossicologiche (Sezione 11)

Sezione 3. Composizione e informazioni sugli ingredienti

Denominazione	Numero CAS	% a peso	Descrizione
Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0.005%	Miscela

Sezione 4. Misure di pronto soccorso

Contatto con gli occhi	P305+P351+P338+P337+P313 Se negli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da rimuovere. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contatto con la pelle	P332+P350+P313 In caso di irritazione della pelle: Lavare delicatamente con molto sapone e acqua. Consultare un medico in caso di irritazione.
Aspirazione	P304+P341+P309+P311 In caso di inalazione: Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Eseguire la respirazione artificiale. Se esposto o in caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Ingestione	P301+P330+P331+P314 In caso di ingestione: Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di malessere, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona priva di sensi.

Sezione 5. Misure antincendio

Infiammabilità del prodotto	Non infiammabile.
Mezzi antincendio e istruzioni	Usare un agente adatto per estinguere l'incendio particolare.
Attrezzature protettive speciali antincendio	Come sempre in caso d'incendio, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e equipaggiamento protettivo completo.
Commenti speciali pericoli d'incendio	Nessuno

Sezione 6. Misure in caso di scarico accidentale

Precauzioni personali	Garantire ventilazione adeguata. Avviare immediatamente la procedura per il trattamento dei versamenti adottata dall'azienda. Tenere la gente fuori dall'area. Indossare opportune attrezzature di protezione della persona (vedere Sezione 8).
Precauzioni per l'ambiente	Evitare versamenti del materiale e deflussi che vengono a contatto con il terreno, i corsi d'acqua e le fogne.
Metodi di pulizia	Assorbire con terra asciutta, sabbia o altro materiale non combustibile. Servirsi di un utensile per raccogliere pezzi solidi o materiale assorbito e sistemare in contenitore per rifiuti opportunamente contrassegnato. Eliminare secondo la normativa locale, statale e federale. Lavare l'area esaurientemente e a fondo con acqua.

Sezione 7. Gestione e conservazione

Gestione	P264+P281 Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Lavare con cura dopo la manipolazione. Prima di usare questo prodotto, adottare le necessarie misure precauzionali per proteggere la persona.
Conservazione	P404 Tenere il contenitore strettamente chiuso. Conservare a 2-8 °C.

Sezione 8. Controllo dell'esposizione, protezione della persona

Misure di natura tecnica	Fornire scarico di ventilazione o altre forme di controllo di natura tecnica per mantenere le concentrazioni dei vapori nell'aria al disotto dei loro limiti di esposizione professionale.
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protezione personale:

Occhi	Indossare occhiali protettivi o altri dispositivi per evitare il contatto con gli occhi.
Pelle	Camice da laboratorio o altri indumenti di protezione per proteggere da liquidi e schizzi
Mani	Indossare guanti impenetrabili per evitare il contatto con la pelle.
Vie respiratorie	Non è necessario il respiratore se il prodotto è usato normalmente e nel modo previsto.

Consultarsi con le autorità locali per i limiti di esposizione accettabili.

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico	Liquido
Odore	Inodore
Colore	Giallo
pH	7,0
Punto di ebollizione/condensa	Il valore noto più basso è 99,9 °C (211,8 °F) (acqua)
Punto di fusione/congelamento	Può iniziare a solidificarsi a -0,0 °C (32 °F) in base a dati per l'acqua.
Peso specifico	L'unico valore noto è 1 (acqua=1) (acqua)

Sezione 10. Stabilità e reattività

Stabilità e reattività	Il prodotto è stabile in normali condizioni d'uso.
Incompatibilità	Nessuna

Sezione 11. Informazioni tossicologiche

Dati di tossicità

Denominazione ingrediente	Test	Risultato	Via	Cavia
Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	LD50	2500 mg/kg	orale	ratto

Effetti cronici	Nessuno identificato
-----------------	----------------------

Sezione 12. Informazioni ecologiche

Dati di ecotossicità

Denominazione ingrediente	Cavia	Periodo	Risultato
Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	Dafnia (EC50)	48 ore/ora	0,16 mg/L

Tossicità del prodotto di biodegradazione	Il prodotto in se stesso e i prodotti della sua degradazione non sono tossici.
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Sezione 13. Considerazioni di smaltimento

Smaltimento dei rifiuti	Per quanto possibile si dovrebbe evitare o minimizzare la produzioni di rifiuti. Evitare versamenti del materiale e deflussi che vengono a contatto con il terreno, i corsi d'acqua e le fogne. Lo smaltimento di questo prodotto, di sue soluzioni ed eventuali sotto prodotti dovrebbe essere sempre conforme con la normativa sulla protezione dell'ambiente e degli eventuali requisiti regionali e locali.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consultarsi con le autorità locali o regionali.

Sezione 14. Informazioni sul trasporto

Classificazione DOT	Non regolato
Classe IATA-DGR	Non regolato

Sezione 15. Informazioni sulla normative

Federale USA

SARA Sezione 302 sostanze estremamente pericolose

Nessuno degli agenti chimici di questo prodotto ha un TPQ.

Codici SARA

Nessuno

Clean Air Act

Questo materiale non contiene nessun inquinante dell'atmosfera pericoloso. Questo materiale non contiene nessun impoveritore dell'ozono di classe 1. Questo materiale non contiene nessun impoveritore dell'ozono di classe 2.

Clean Water Act

Nessuno degli agenti chimici di questo prodotto è segnalato nell'elenco degli Inquinanti Prioritari secondo il CWA. Nessuno degli agenti chimici di questo prodotto è segnalato nell'elenco degli Inquinanti Tossici secondo il CWA.

OSHA:

Nessuno degli agenti chimici di questo prodotto è considerato altamente pericoloso da OSHA.

STATO

Il numero CAS 7732-18-5 non appare negli elenchi statali di California, Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts, Florida o New Jersey.

Nessun livello di rischio rilevante per la California

Nessuno degli agenti chimici di questo prodotto fa parte dell'elenco.

Normative europee/internazionali

Etichettatura per l'Europa in conformità delle GHS



Pittogrammi di pericolo

Parola di avvertenza: Avvertenza

Indicazioni di pericolo

H317 Può causare reazioni cutanee allergiche.

H315+H320 Irritante per gli occhi e la pelle

Prevenzione e prudenza Dichiarazioni

P405 Conservare sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini

P302+P352 Se la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi e la faccia.

P305+P351 Se agli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Sezione 16. Altre informazioni

Data di emissione 2015/12

Versione C.0

Si ritiene che le informazioni soprastanti siano corrette, ma non si dichiara che esse siano omnicomprensive e sono da usarsi solo come guida. Immunalysis non assumerà nessuna responsabilità per Danni risultanti dal trattamento del suddetto prodotto, o dal contatto con esso, da parte di personale non addestrato. La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materiale è sola responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono presentare pericoli ignoti e dovrebbero essere usati con attenzione. Anche se certi pericoli sono descritti in questa sede, non possiamo garantire che essi siano i soli pericoli possibili.



Sicherheitsdatenblatt

Buprenorphin Urin Kalibratoren und Kontrollen

SDS Nr. MS-336URC

Abschnitt 1. Chemisches Produkt und Unternehmensidentifikation

Handelsbezeichnung des Produkts: Buprenorphin Urin Kalibrator, Buprenorphin Urin Kontrollsatz

Produktcode: C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5

Synonyme: Keine

Hergestellt/Geliefert von: Immunalysis Corporation
829 Towne Center Drive
Pomona, CA 91767
1-909-482-0840

Produktinformation: (888) 664-8378 (In den USA und Kanada)

Abschnitt 2. Gefahrenkennzeichnung

Physikalische Beschaffenheit: Flüssigkeit

Notfallübersicht: H317 Kann allergische Hautreaktion verursachen.

GHS-Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Warnung

Mögliche akute gesundheitliche Auswirkungen

Augen Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Haut Kann bei Kontakt Hautsensibilisierung hervorrufen.

Einatmung Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Ingestion H303 Möglicherweise gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Mögliche chronische gesundheitliche Auswirkungen

Karzinogene Wirkungen Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mutagene Wirkungen Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Reproduktionstoxizität Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Siehe toxikologische Informationen (Abschnitt 11)

Abschnitt 3. Zusammensetzung und Bestandteilsinformationen

Name	CAS Nummer	% nach Gewicht	Beschreibung
5-Chloro-2-Methyl-2H-Isotiazol-3-eins [EC Nr 247-500-7] und 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-eins [EC Nr 220-239-6] (3:1) Mischung	55965-84-9	< 0,005%	Mischung

Abschnitt 4. Erste Hilfe Massnahmen

Augenkontakt	P305+P351+P338+P337+P313 Bei Kontakt mit den Augen: Mindestens 15 Minuten vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Hautkontakt	P332+P350+P313 Bei Hautreizung: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Einatmung	P304+P341+P309+P311 Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Künstlich beatmen. Bei Exposition oder Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Ingestion	P301+P330+P331+P314 Bei Verschlucken: Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.

Abschnitt 5. Brandbekämpfungsmassnahmen

Entflammbarkeit des Produkts	Nicht entzündlich.
Brandbekämpfungsmaterial und Anleitungen	Für das Feuer passende Löschmittel benutzen.
Schutzausrüstung für Feuerwehrleute	Wie bei jedem Feuer sollte ein Atemschutzgerät in Überdruckbetrieb mit MSHA/NIOSH Zulassung (oder Äquivalent) und vollständige Schutzkleidung getragen werden.
Besondere Hinweise auf Brandrisiken	Keine

Abschnitt 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzmassnahmen	Für ausreichende Belüftung sorgen. Sofort beim Auslaufen oder Verschütten die zutreffenden Sicherheitsmassnahmen einleiten. Menschen aus dem betreffenden Gebiet entfernt halten. Passende Schutzausrüstung anziehen (siehe Abschnitt 8).
Umweltschutzvorkehrungen	Verschüttete Materialien und Abfluss sollten nicht über Erde, Wasserstrassen, Abflüsse und Kanäle entsorgt werden.
Reinigungsverfahren	Mit trockener Erde, Sand oder ähnlichem nicht brennbarem Material aufsaugen. Mit einem Hilfsmittel festes oder absorbiertes Material aufschaukeln und in den zutreffenden Entsorgungsbehälter füllen. Nach den örtlichen, Landes- oder Bundesrichtlinien entsorgen. Die Fläche gut mit Wasser abspülen.

Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

Handhabung	P264+P281 Wiederholten oder längeren Hautkontakt vermeiden. Nach Handhabung gut säubern. Vor Benutzung dieses Produkts erforderliche persönliche Schutzmassnahmen ergreifen.
Lagerung	P404 Behälter fest geschlossen halten. Bei 2-8°C lagern.

Abschnitt 8. Gefährdungsregelung, Persönlichen Schutz

Technische Massnahmen	Absauganlagen oder andere technische Massnahmen sollten zur Verfügung stehen, um die luftgetragene Konzentration der Dämpfe unter den jeweiligen Expositionsgrenzwerten zu halten.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persönliche Schutzausrüstung

Augen	Schutzbrillen tragen, um Kontakt mit den Augen zu vermeiden.
Haut	Laborkittel oder andere Schutzkleidung als Schutz gegen Spritzer und Austritt von kleinen Mengen tragen.
Hände	Undurchlässige Handschuhe zur Vermeidung von Berührung mit der Haut vermeiden.
Atmung	Ein Atemschutzgerät ist unter normalen und bestimmungsgemässen Bedingungen der Benutzung des Produkts nicht erforderlich.

Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden für die zutreffenden Expositionswerte.

Abschnitt 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Geruch	geruchlos
Farbe	gelb
pH	7,0
Siede-/Kondensationspunkt	Der niedrigste bekannte Wert ist 99,9°C (211,8°F) (Wasser)
Schmelz-/Gefrierpunkt	Kann bei -0,0°C (32°F) aufgrund der Daten für Wasser fest werden.
Spezifisches Gewicht	Der einzige bekannte Wert ist 1 (Wasser = 1) (Wasser).

Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität und Reaktivität	Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.
Inkompatibilität	Keine

Abschnitt 11. Toxikologische Daten

Toxizitätsdaten

Name des Inhaltsstoffes	Test	Ergebnis	Verabreichung	Spezies
5-Chloro-2-Methyl- 2H-Isothiazol-3-eins [EC Nr 247-500-7] und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-eins [EC Nr 220-239-6] (3:1) Mischung	LD50	2500 mg/kg	Oral	Ratte

Chronische Nebenwirkungen Keine erkannt

Abschnitt 12. Ökologische Daten

Ökotoxizitätsdaten

Name des Inhaltsstoffes	Spezies	Zeitspanne	Ergebnis
5-Chloro-2-Methyl- 2H-Isothiazol-3-eins [EC Nr 247-500-7] und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-eins [EC Nr 220-239-6] (3:1) Mischung	Daphnia (EC50)	48 Stunde/Stunden	0,16 mg/L

Toxizität des Produkts auf Bioabbau Das Produkt selbst und seine Bioabbauprodukte sind nicht toxisch.

Abschnitt 13. Faktoren bei der Entsorgung

Entsorgung Abfallerzeugung sollte wann immer möglich vermieden oder verringert werden. Verschüttete Materialien und Abfluss sollten nicht über Erde, Wasserstrassen, Abflüsse und Kanäle entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Produkts, der Lösungen, sowie irgendwelcher Nebenprodukte sollte immer nach den Anforderungen des Umweltschutzes und den Vorschriften der Abfallentsorgung, sowie den Richtlinien der örtlichen Behörden erfolgen.

Wenden Sie sich an Ihre örtlichen oder Landesbehörden.

Abschnitt 14. Transportinformationen

DOT Klassifizierung Nicht geregelt

IATA-DGR Klasse Nicht geregelt

Abschnitt 15. Vorschriften

US Bundesbehörden

SARA Paragraph 302 Äußerst gefährliche Substanzen

Keine der Chemikalien in diesem Produkt haben eine TPQ Einstufung.

SARA Code

Keine

U.S. Bundesimmissionsschutzgesetz

Dieses Material enthält keine gefährlichen Luftschadstoffe. Dieses Material enthält keine Ozonvernichtungsstoffe der Klasse 1. Dieses Material enthält keine Ozonvernichtungsstoffe der Klasse 2.

U.S. Bundesreinwassergesetz

Keine der Chemikalien in diesem Produkt hat eine Einstufung als Prioritätsschadstoff unter CWA. Keine der Chemikalien in diesem Produkt hat eine Einstufung als giftigen Schadstoff unter CWA.

OSHA:

Nach OSHA gelten keine der Chemikalien in diesem Produkt als äußerst gefährlich.

U.S. Bundesstaatsbehörden

CAS Nr. 7732-18-5 befindet sich auf keiner bundesstaatlichen Liste von Kalifornien, Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts, Florida oder New Jersey.

Kalifornien – Keine signifikante Risikostufe

Keines der Chemikalien in diesem Produkt befindet sich auf der Liste.

Europäische/Internationale Vorschriften

Europäische Kennzeichnung nach GHS



Gefahrenpiktogramme:

Signalwort: Warnung

Gefahrenhinweise

H317 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

H315+H320 Reizt die Augen und die Haut

Prävention und Sicherheitshinweise

P405 Unter Verschluss lagern, außerhalb der Reichweite von Kindern

P302+P352 Wenn an der Haut: Mit reichlich Wasser und Seife waschen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P305+P351 Wenn in den Augen: behutsam mit Wasser spülen für einige Minuten.

Abschnitt 16. Sonstige Informationen

Ausstellungsdatum 2015/12

Version C.0

Alle obigen Informationen sind nach bestem Wissen zuverlässig, aber es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben und sie dienen nur als Anhaltspunkte. Immunalysis haftet nicht für Schäden, die durch die Handhabung oder den Kontakt durch ungeschulte Personen entstehen. Die letztendliche Bestimmung der Tauglichkeit irgendwelcher Materialien unterliegt der Verantwortung des Benutzers. Sämtliche Materialien können möglicherweise unbekannte gefährliche Eigenschaften haben und sollten mit Vorsicht gehandhabt werden. Obwohl bestimmte Gefahren hier beschrieben werden, können wir nicht garantieren, dass es sich um die einzigen existierenden Gefahren handelt.

Hoja de Datos de Seguridad

Calibradores y controles de la buprenorfina en la orina

SDS No. MS-336URC

Sección 1 – Producto químico e identificación de la empresa

Nombre comercial del producto: Calibrador de buprenorfina en la orina, juego de control de buprenorfina en la orina**Código del producto:** C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5**Sinónimos:** Ninguno**Fabricado/Suministrado:** Immunalysis Corporation
829 Town Center Drive
Pomona, CA 91767
1-909-482-0840**Información del producto:** (888) 664-8378 (En los EE.UU. y Canadá)

Sección 2 - Identificación de peligros

Estado físico Líquido**Información general para emergencias:** H317 Puede causar una reacción alérgica de la piel.

Elementos del rótulo GHS

Pictogramas de peligros

**Palabra de señal** Advertencia

Efectos agudos potenciales en la salud

Ojos No hay efectos importantes o peligros críticos conocidos.**Piel** Puede causar sensibilización de la piel por contacto.**Inhalación** No hay efectos importantes o peligros críticos conocidos.**Ingestión** H303 Puede ser nocivo si se ingiere.

Efectos crónicos potenciales en la salud

Efectos carcinógenos No hay efectos importantes o peligros críticos conocidos.**Efectos mutagénicos** No hay efectos importantes o peligros críticos conocidos.**Toxicidad en la reproducción** No hay efectos importantes o peligros críticos conocidos.

Consulte la información toxicológica (sección 11)

Sección 3 - Composición e información de los ingredientes

Nombre	Número CAS	% por peso	Descripción
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0.005%	Mezcla

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos	P305+P351+P338+P337+P313 Si llega a los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante por lo menos 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos y es fácil hacerlo. Siga enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste, consiga consejo o atención médica.
Contacto con la piel	P332+P350+P313 Si se produce irritación de la piel: Lave suavemente con abundante jabón y agua. Consiga atención médica si se produce irritación.
Inhalación	P304+P341+P309+P311 Si se inhala: Si la respiración es dificultosa, lleve a la víctima al aire fresco y permita que descanse en una posición cómoda para respirar. Proporcione respiración artificial. Si se expuso o no se siente bien llame al CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Ingestión:	P301+P330+P331+P314 si se ingirió: Enjuáguese la boca y beba una cantidad abundante de agua. No provoque el vómito a menos que personal médico le pida que lo haga. Consiga atención médica si no se siente bien. Nunca proporcione algo por boca a una persona inconsciente.

Sección 5 - Medidas para combatir incendios

Inflamabilidad del producto	No es inflamable.
Medios para combatir incendios e instrucciones	Use un agente de extinción adecuado para el fuego circundante.
Equipo protector especial para bomberos	Como en cualquier incendio, use un aparato de respirar autocontenido que opera bajo demanda de presión, MSJA/NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo protector completo
Observaciones especiales sobre peligros de incendio	Ninguno

Sección 6 - Medidas para el escape accidental

Precauciones personales	Asegúrese de que haya ventilación adecuada. Inicie inmediatamente los procedimientos de respuesta a derrames de la empresa. Mantenga a las personas alejadas del área. Póngase el equipo de protección personal correspondiente (consulte la sección 8).
Precauciones ambientales	Evite dispersar el material derramado y el escurrimiento y el contacto con la tierra, vías acuáticas, drenajes y cloacas.
Métodos para la limpieza	Absorba con tierra seca, arena u otro material no combustible. Use una herramienta para levantar o absorber material y colocarlo adentro de recipientes de desechos debidamente rotulados. Deseche de acuerdo a normas locales, estatales y federales. Enjuague el área completamente usando agua.

Sección 7 - Manejo y almacenamiento

Manejo	P264+P281 Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Lávese completamente después de manejarlo. Tome las medidas de protección personal necesarias antes de usar este producto.
Almacenamiento	P404 Mantenga el recipiente apretadamente cerrado. Almacene de 2 a 8°C.

Sección 8 - Control de la exposición, protección personal

Medidas de ingeniería	Proporcione ventilación u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de vapores en el aire bajo sus límites respectivos de exposición en el trabajo.
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protección personal

Ojos	Se debe usar lentes de seguridad o antiparras para evitar el contacto con los ojos.
Piel	Bata de laboratorio u otra ropa protectora para proteger contra salpicaduras pequeñas y derrames pequeños
Manos	Se debe usar guantes impermeables para evitar el contacto con la piel.
Respiratorio	No se necesita un respirador bajo condiciones normales o destinadas del uso de los productos.

Consulte con las autoridades locales los límites aceptables de la exposición.

Sección 9 - Propiedades químicas

Estado físico	Líquido
Olor	Inodoro
Color	Amarillo
pH	7.0
Punto de ebullición/condensación	El valor conocido más bajo es 99.9°C (211.8°F) (agua)
Punto de fusión/congelamiento	Se puede comenzar a solidificar a -0.0°C (32°F) en base a los datos del agua.
Gravedad específica	El único valor conocido es 1 (agua = 1) (agua).

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad	El producto es estable bajo condiciones normales.
Incompatibilidad	Ninguna

Sección 11 - Información toxicológica

Datos de toxicidad

Nombre del ingrediente	Prueba	Resultado	Ruta	Especie
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 220-239-6] (3:1)	LD50	2500 mg/kg	Oral	Rata

Efectos crónicos No se identificó ninguno

Sección 12 - Información ecológica

Datos de ecotoxicidad

Nombre del ingrediente	Especie	Período	Resultado
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-uno [EC No 220-239-6] (3:1)	Daphnia (EC50)	48 horas/horas	0.16 mg/L

Toxicidad de los productos de la biodegradación El producto en sí mismo y sus productos de degradación no son tóxicos.

Sección 13 - Consideraciones para la eliminación

Eliminación de residuos Se debe evitar la generación de residuos o se los debe minimizar cuando sea posible. Evite dispersar el material derramado y el escurrimiento al suelo, vías acuáticas, drenajes y cloacas. Para desechar este producto, las soluciones y los productos secundarios siempre debe cumplir con los requisitos de la protección ambiental y la legislación de la eliminación de residuos y cualquier requisito de las autoridades locales.

Consulte con sus autoridades locales o regionales.

Sección 14. Información del transporte

Clasificación del DOT	No regulado
Clase IATA-DGR	No regulado

Sección 15 - Información regulatoria

SARA Federal de los EE.UU. Sección 302 sustancias extremadamente peligrosas

Ninguna de las sustancias en este producto tienen un TPQ.

Códigos SARA

Ninguno

Clean Air Act (Ley de Aire Limpio)

Este material no contiene ningún contaminante peligroso del aire Este material no contiene ningún agotador del ozono Clase 1. Este material no contiene ningún agotador del ozono Clase 2.

Ley del agua limpia (Clean Water Act)

Ninguna de las sustancias químicas en este producto están enumeradas como Contaminantes Prioritarios bajo la CWA. Ninguna de las sustancias químicas en este producto están enumeradas como Contaminantes Tóxicos bajo la CWA.

OSHA:

OSHA no considera a ninguna de las sustancias químicas de este producto como altamente peligrosas.

ESTADO

CAS No. 7732-18-5 no está en las listas estatales de CA, PA, MN, MA, FL ni NJ.

California, sin riesgo significativo

Ninguna de las sustancias en este producto están enumeradas.

Normas Europeas/Internacionales

Rotulado europeo de acuerdo con las directivas de la GHS



Pictogramas de peligros

Palabra de señal: Advertencia

Indicaciones de peligro

H317 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

H315+H320 Irrita los ojos y la piel

De prevención y de precaución Declaraciones

P405 Guardar bajo llave, fuera del alcance de los niños

P302+P352 Sí en la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

P280 Llevar guantes / ropa / la protección para los ojos y la cara.

P305+P351 Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Sección 16 - Otra información

Fecha de emisión: 2015/12

Versión C.0

Se cree que la información anterior es correcta pero no pretende cubrir todo y se deberá usar sólo como una guía. Immunalysis no será responsable de daños resultantes del manejo o del contacto con el producto anterior por parte de personal no capacitado. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y se los debe usar con cuidado. Aún cuando aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existan.



Säkerhetsdatablad

Kalibratorer och kontroller för Buprenorphine Urine

SDS nr MS-336URC

Avsnitt 1. Namn på produkten och företaget

Produkthandelsnamn:	Buprenorphine Urine kalibrator, Buprenorphine Urine kontrollset, Buprenorphine Urine kalibratorset
Produktkod:	C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5
Synonymer:	Inga
Tillverkning/distribution:	Immunalysis Corporation 829 Towne Center Drive Pomona, CA 91767 1-909-482-0840
Produktinformation:	(888) 664-8378 (i USA och Kanada)

Avsnitt 2. Farliga egenskaper

Aggregationstillstånd:	Vätska
Översikt över nödsituationer:	H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

GHS märkningssymboler:

Faropiktogrammen



Signalord

Varning

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Ögon	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska risker.
Hud	Kan ge allergi vid hudkontakt.
Inandning	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska risker.
Förtäring	H303 Kan vara farligt vid förtäring.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Cancerogena effekter	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska risker.
-----------------------------	---------------------------------------------------------

Mutagena effekter Inga kända signifikanta effekter eller kritiska risker.

Reproduktionstoxicitet Inga kända signifikanta effekter eller kritiska risker

Se toxikologisk information (avsnitt 11)

Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Namn	CAS-nummer	Viktprocent	Beskrivning
Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0,005 % nr	Blandning

Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt	P305 + P351 + P338 + P337 + P313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår, kontakta läkare.
Hudkontakt	P332 + P350 + P313 Vid hudirritation: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår.
Inandning	P304 + P341 + P309 + P311 P311 Vid inandning: Vid andningsbesvär , flytta personen till frisk luft och låt vila i ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Om exponering eller om du mår dåligt, kontakta läkare.
Förtäring	P301 + P330 + P331 + P314 Vid förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Kontakta läkare om du mår dåligt. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder

Produktens brandfarlighet	Ej brandfarlig.
Brandbekämpande medel och	Använd ett släckmedel som är lämpligt för den omgivande branden.
Särskild skydds- utrustning för brandbekämpningspersonal	Som vid varje brand, använd fristående andningsutrustning med positivt tryck, MSHA/NIOSH (godkänd eller motsvarande) och full skyddsutrustning.
Särskilda anmärkningar om brandfara	Inga

Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Säkerställ tillräcklig ventilation. Initiera omedelbart företagets rutiner för sanering. Håll obehöriga personer utanför området. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra att utspillt material sprids och rinner ner i marken, vattendrag, avlopp och dagvattenbrunnar.
Metoder för sanering	Absorbera med torr jord, sand eller annat obrännbart material. Använd ett lämpligt föremål för att ösa upp fast eller absorberat material och lägg detta i lämpligt etiketterad avfallsbehållare. Kassera i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Spola området grundligt med vatten.

Avsnitt 7. Hantering och förvaring

Hantering	P264 + P281 Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Tvätta noggrant efter hantering. Vidta nödvändiga personlig skyddsutrustning försiktighetsåtgärder innan du använder denna produkt.
Förvaring	P404 Förvaras väl tillsluten. Förvara vid 2-8 ° C.

Avsnitt 8. Begränsning av exponering, personligt skydd

Kalibratorer och kontroller för Buprenorphine Urine

Tekniska åtgärder Säkerställ för utsugningsventilation eller andra tekniska åtgärder för att hålla de luftburna koncentrationerna av ånga under respektive hygieniskt gränsvärde.

Personligt skydd

Ögon	Skyddsglasögon bör användas för att undvika ögonkontakt.
Hud	Laboratorierock eller andra skyddskläder bör användas för att skydda mot stänk och små spill.
Händer	Ogenomträngliga handskar bör användas för att undvika hudkontakt.
Andning	Andningsapparat krävs inte vid normala och avsedda förhållanden för produktens användning.

Gränsvärden för exponering kan fås från de lokala myndigheterna.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Vätska
Lukt	Luktfri
Färg	Gul
pH	7,0
Kokpunkt/kondensationspunkt	Lägsta kända värde är 99,9 °C (vatten)
Smältpunkt/frys punkt	Kan börja stelna vid 0,0 °C baserat på uppgifter om vatten.
Specifik vikt	Det enda kända värdet är 1 (vatten = 1) (vatten).

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet och reaktivitet	Produkten är stabil under normala förhållanden.
Inkompatibilitet	Ingen

Avsnitt 11. Toxikologisk information

Toxیتتسdata	Test	Resultat	Administ-reringsvåg	Djur-slag
Ingrediensnamn Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 220-239-6] (3:1)	LD50	2 500 mg/kg	Oral	Råtta
Kroniska effekter	Inga identifierade			

Avsnitt 12. Ekologisk information**Ekotoxikologiska data**

Kalibratorer och kontroller för Buprenorphine Urine

Ingrediensnamn	Art	Period	Resultat
Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 220-239-6] (3:1)	Daphnia (EC50)	48 timmar	0,16 mg/L

Toxicitet hos nedbrytningsprodukter	Produkten själv och dess nedbrytningsprodukter är inte toxiska.
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Avsnitt 13. Avfallshantering

Avfallshantering	Försök att i möjligast mån undvika eller minimera att avfall genereras. Förhindra att utspillt material sprids och rinner ner i marken, vattendrag, avlopp och dagvattenbrunnar. Avfallshantering av denna produkt, lösningar och eventuella biprodukter ska alltid ske i enlighet med lokala bestämmelser för miljöskydd och avfallshantering.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rådfråga de lokala eller regionala myndigheterna.

Avsnitt 14. Transportinformation

DOT-klassificering	Ej reglerad
IATA-DGR-klass	Ej reglerad

Avsnitt 15. Regulatorisk information

Federala myndigheter USA

SARA avsnitt 302 Extremt farliga ämnen Inga av kemikalierna i denna produkt har en TPQ. **SARA-koder**

Ingen

"Clean Air Act"

Detta material innehåller inga farliga luftföroreningar. Detta material innehåller inga ozonförstörande ämnen av klass 1. Detta material innehåller inga ozonförstörande ämnen av klass 2.

"Clean Water Act" (CWA)

Inga av kemikalierna i denna produkt är upptagna som prioriterade föroreningar under CWA. Inga av kemikalierna i denna produkt är upptagna som giftiga föroreningar under CWA.

OSHA

Inga av kemikalierna i denna produkt anses vara mycket farligt enligt OSHA.

DELSTATER

CAS-nr 7732-18-5 är inte upptagen på delstatslistor från CA, PA, MN, MA, FL eller NJ.

Kalifornien: "No Significant Risk Level"

Inga av kemikalierna i denna produkt är angivna.

Europeiska/internationella förordningar

Europeiska märkning enligt GHS



Faropiktogram:

Signalord: Varning

GHS uttalanden: H303 Kan vara farligt vid förtäring.

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergi vid hudkontakt.

H315 + H320 Irriterar ögonen och huden.

Förebyggande och Skyddsangivelser

P405 Förvaras inlåst, utom räckhåll för barn

P302 + P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med tvål och vatten

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd och ansiktsskydd.

P305 + P351 Om det i ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Avsnitt 16. Övrig information

Datum för utställande 2015/12

Version C.0

Informationen ovan antas vara korrekt men inte heltäckande och ska därför endast användas i vägledande syfte. Immunanalysis ska inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt av utbildad personal.

Det slutliga ansvaret för att fastställa att ett visst material är lämpligt ligger helt och hållet hos användaren. Alla material kan uppvisa okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument kan vi inte garantera att dessa är de enda förekommande riskerna.



Bezpečnostní list

Kalibrátory a kontroly ke stanovení buprenorfinu v moči

BL č. MS-336URC

Část 1. Kód chemikálie a společnosti

Obchodní název výrobku:	Kalibrátor ke stanovení buprenorfinu v moči, sada kontrol ke stanovení buprenorfinu v moči, kalibrační sada ke stanovení buprenorfinu v moči
Kód výrobku:	C336UR-10-1, C336UR-10-2, C336UR-10-5
Synonyma:	Žádná
Vyrobeno/dodáno:	Immunalysis Corporation 829 Towne Center Drive Pomona, CA 91767 1-909-482-0840
Inf. o produktu:	(888) 664-8378 (v USA a Kanadě)

Část 2. Charakterizace nebezpečí

Fyzický stav	Kapalina
Přehled pro nouzové situace:	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Údaje na štítku GHS:

Výstražné symboly nebezpečnosti



Signální slovo	Varování
----------------	----------

Možné akutní účinky na zdraví.

Oči	Žádné známé významné účinky nebo kritické nebezpečí.
Kůže	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Inhalace	Žádné známé významné účinky nebo kritické nebezpečí.
Požítí	H303 Při požití může být zdraví škodlivý.

Možné chronické účinky na zdraví

Karcinogenní účinky	Žádné známé významné účinky nebo kritické nebezpečí.
Mutagenní účinky	Žádné známé významné účinky nebo kritické nebezpečí.

Reprodukční toxicita Žádné známé významné účinky nebo kritické nebezpečí.

Toxikologické informace (bod 11)

Část 3. Složení a informace o složkách

Název	Číslo CAS	% hm.	Popis
Směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [EC No 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	< 0,005%	Směs

Část 4. První pomoc

Při zasažení očí	P305+P351+P338+P337+P313 Při zasažení očí: Nejméně 15 minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontakt s kůží	P332+P350+P313 Při podráždění kůže: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Inhalace	P304+P341+P309+P311 P311 Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud došlo k zástavě dýchání, zaveďte umělé dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Požiti	P301+P330+P331+P314 Při požití: Vypláchněte ústa a pijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud k tomu nevyzve lékařský personál. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

Část 5. Opatření pro hasební zásah

Hořlavost produktu	Nehořlavý.
Média a pokyny k hašení požáru	Používejte hasicí látku vhodnou k uhašení ohně.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče	Jako při jiném požáru používejte odběrový tlakový dýchací přístroj s uzavřeným okruhem schválený MSHA/NIOSH či ekvivalentní, a úplnou ochrannou výstroj.
Zvláštní poznámky o požárním nebezpečí	Žádné

Část 6. Opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob	Zajistěte odpovídající větrání. Zahajte ihned práce na odstranění úniku podle směrnic firmy. Zamezte přístupu do postižené oblasti. Použijte příslušné osobní ochranné prostředky (viz bod 8).
Opatření pro ochranu životního prostředí	Zabraňte rozptýlení a odtoku uniklého materiálu a kontaktu s půdou, vodními cestami, odvodňovacími kanály a kanalizací.
Metody čištění	Absorbujte suchou zeminou, pískem nebo jiným nehořlavým materiálem. Tuhý nebo absorbovaný materiál naberete vhodnou pomůckou a přeneste do náležitě označené nádoby na odpad. Likvidujte v souladu s místními předpisy. Zasažené místo opláchněte důkladně vodou.

Část 7. Manipulace a skladování

Manipulace	P264+P281 Zabraňte dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Po manipulaci pokožku důkladně omyjte. Před použitím tohoto produktu přijměte nezbytná opatření k zajištění osobní ochrany.
Skladování	P404 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

Část 8. Omezování expozice, osobní ochrana

Technologická opatření	Zajistěte místní ventilaci s odsáváním nebo jiná technologická opatření udržení koncentrace vzdušných par podle mezních hodnot expozice na pracovišti.
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobní ochranné prostředky

Oči	Noste ochranné brýle, aby nedošlo k zasažení očí.
Kůže	Noste laboratorní plášť nebo jiný ochranný oděv jako ochranu proti stříknutí a rozlití malého množství látky.
Ruce	Noste nepropustné rukavice, aby nedošlo k zasažení rukou.
Respirační účinky	Za podmínek běžného a zamýšleného využití výrobku není respirátor zapotřebí.

Přípustné expoziční limity sdělí místní odpovědné orgány.

Část 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzický stav	Kapalina
Pach	Bez zápachu
Barva	Žlutá
pH	7,0
Bod varu/kondenzace	Nejnižší známá hodnota je 99,9 °C (voda)
Bod tání/tuhnutí	Na základě vlastností vody může začít tuhnout při teplotě 0,0 °C.
Relativní hustota	Jediná známá hodnota je 1 (voda = 1) (voda).

Část 10. Stabilita a reaktivita

Stabilita a reaktivita	Produkt je za normálních podmínek stabilní.
Nekompatibilita	Žádná

Část 11. Toxikologické informace

Údaje o toxicitě

Název složky	Test	Výsledek	Cesta	Druh
Směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 220-239-6] (3:1)	LD50	2500 mg/kg	Orální	Potkan

Chronické účinky	Nezjištěny
------------------	------------

Část 12. Ekologické informace

Údaje o ekotoxicitě

Název složky	Druh	Období	Výsledek
Směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 220-239-6] (3:1)	Dafnie (EC50)	48 h/hod	0,16 mg/l

Toxicita produktů rozkladu	Samotný výrobek a jeho produkty rozkladu nejsou toxické.
----------------------------	----------------------------------------------------------

Část 13. Informace k likvidaci

Likvidace odpadu	Pokud je to možné, minimalizujte množství odpadu. Zabraňte rozptýlení uniklého materiálu a jeho odtoku do půdy, vodních cest, odvodňovacích kanálů a kanalizace. Tento produkt, jeho roztoky a vedlejší produkty likvidujte vždy v souladu s požadavky ochrany životního prostředí, odpadovou legislativou a požadavky místních orgánů.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obráťte se na místní nebo regionální orgány.

Část 14. Informace o přepravě

Klasifikace DOT	Není omezeno legislativou
Třída IATA-DGR	Není omezeno legislativou

Část 15. Právní informace

Americký federální

zákon SARA, odst. 302 Vysoce nebezpečné látky

Žádná z chemických látek v tomto produktu nemá stanoven limit TPQ.

Kódy zákona SARA

Žádné

Zákon o ovzduší USA

Tento materiál neobsahuje žádné nebezpečné látky, které způsobují znečištění vzduchu. Tento materiál neobsahuje žádné látky poškozující ozonovou vrstvu a klasifikované třídou 1. Tento materiál neobsahuje žádné látky poškozující ozonovou vrstvu a klasifikované třídou 2.

Zákon o ochraně vod USA

Žádná z chemických látek v tomto produktu není v tomto zákoně uvedena jako významná znečišťující látka. Žádná z chemických látek v tomto produktu není v tomto zákoně uvedena jako toxická znečišťující látka.

OSHA

Žádná z chemických látek v tomto produktu není OSHA považována za vysoce nebezpečnou.

LEGISLATIVA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ USA

Číslo CAS 7732-18-5 není uvedeno na seznamech států CA, PA, MN, MA, FL ani NJ.

Látky s významným rizikem podle legislativy státu Kalifornie

Žádná z chemických látek v tomto produktu není na seznamu.

Evropské/mezinárodní předpisy

Evropské označení podle GHS



Výstražné symboly nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

H-věty

H317 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

H315+H320 Dráždí oči a kůži.

Prevence a preventivní prohlášení

P405 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

P302+P350 Při styku s kůží: Jemně omyjte vodou a mýdlem.

P208 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Část 16. Další informace

Datum vydání

12/2015

Verze

C.0

Výše uvedené informace jsou podle našich vědomostí správné, nemusí však být úplné a slouží pouze jako vodítko. Společnost Immunalysis nenese odpovědnost za jakékoli škody, pokud s výše uvedeným produktem manipuluje nebo je ve styku neškolený personál. Za konečné rozhodnutí o vhodnosti jakéhokoli materiálu odpovídá výhradně uživatel. Veškeré materiály mohou skrývat dosud neznámá rizika; používejte je opatrně.